

EasyTape®

EasyTape® est un tape différent

La composition et les propriétés d'EasyTape® sont différentes de celle des tapes sportifs traditionnels. De par la composition particulière, du matériel et de la fabrication unique dont il bénéficie EasyTape® présente de nombreux avantages. La couche de coton a été tissée sur le même modèle que la peau humaine.

- EasyTape® est comme la peau, extensible de 140-150%. L'épaisseur et le poids de l'EasyTape® sont comparables à la peau – après très peu de temps vous oubliez que vous portez un tape.
- EasyTape® est extensible dans plusieurs directions : en diagonale et autour de l'axe. L'air et l'eau peuvent diffuser librement par l'EasyTape®. Le tape respire et laisse la transpiration s'évaporer ce qui entraîne beaucoup moins d'irritations de la peau.
- EasyTape® peut, selon de lieu d'application, être porté sur la peau pendant plusieurs jours et ceci sans aucun problème : 1-2 jours sur les mains et les pieds, 3-4 jours sur le reste du corps. Comme EasyTape® est résistant à l'eau, il adhère de façon optimale aussi bien pendant la douche que pendant la natation.
- EasyTape® ne contient aucun médicament malgré ses effets antalgiques.
- EasyTape® est collé sur la peau avec une pré-tension et se rétracte. Ceci permet une diminution de la pression ce qui entraîne un soulagement de la douleur et une amélioration de la circulation sanguine.
- Après utilisation, on peut très facilement enlever EasyTape® et il ne laisse aucune trace de colle.

Les effets de la rétraction et du soulèvement (Shrink&Lift-Effet)

EasyTape® est collé avec une pré-tension sur la couche inférieure et se rétracte légèrement après utilisation. Cette « rétraction » est l'effet central de toutes les applications d' EasyTape®. Le tape soulève légèrement les couches cutanées ce qui entraîne une diminution de la pression et un soulagement de la douleur. Les différents mécanocapteurs de la peau et des fascias sont stimulés par cette rétraction ce qui influence de manière positive l'activité musculaire : différence entre EasyTape® et les tapes sportifs traditionnels.

Le taping sportif traditionnelle est initialement orienté vers une immobilisation partielle ou maximale de l'articulation. Ainsi les articulations ne peuvent plus faire ce à quoi elles sont destinées : BOUGER. Comme les tapes que l'on trouve généralement dans le commerce ne sont pas élastiques, cela occasionne une pression supplémentaire et les vaisseaux sanguins sont freinés dans leur fonction. En revanche EasyTape® a été spécialement développé pour décharger la partie du corps qui a été blessée, pour favoriser la circulation sanguine et pour stimuler le mouvement correct. Ce sont pour ces raisons que l'application d' EasyTape® permet un rétablissement et une guérison plus rapide.

L'action d'EasyTape®

EasyTape® fonctionne différemment des tapes usuels. EasyTape® soutient le processus naturel de guérison du corps. L'effet de rétraction et la diminution de pression enlève la pression sur la peau et sur la musculature. Cela permet une meilleure circulation sanguine et un meilleur drainage donc une diminution de l'œdème et une favorisation de la guérison.

Les distorsions et une charge intensive des muscles créent des petites déchirures microscopiques dans le tissu musculaire auxquelles le corps réagit, en général, par une inflammation. Cette réaction inflammatoire appartient au processus naturel de guérison de l'organisme. Une inflammation est accompagnée par une augmentation de l'apport sanguin vers les parties blessées du corps et par libération de liquide dans les tissus concernés qui est rendu visible par l'apparition d'un œdème. La pression qui est induite par ce phénomène empêche l'élimination du liquide tissulaire et des substances nutritives. Ainsi une blessure telle qu'une entorse, par exemple, peut rester longtemps enflée et sensible à la pression. EasyTape® en revanche soulève la peau ce qui entraîne une diminution de la pression sous le tape. Cela améliore le transport des liquides dans les tissus et permet une guérison plus rapide.

Diminution de la douleur

La pression dans les tissus, la peau, les muscles et les fascias entraîne une irritation plus importante des capteurs de la pression ce qui est ressenti comme une douleur (appuyez sur un endroit sensible : cela sera encore plus douloureux !) Ensuite, relâchez et la douleur disparaît. La douleur provoque un réflexe de protection de la musculature : les muscles sont activés de façon amplifiée (hypertonie et spasmes). Cela va limiter le mouvement. En revanche EasyTape® va permettre une diminution de la pression. La douleur va diminuer tout de suite, les spasmes relâchent, le contrôle du mouvement est amélioré, la peur de bouger s'amenuise et la confiance dans le processus optimal de guérison revient. La mobilité améliorée stimule la circulation sanguine et la guérison.