

... der einzigartige Griff
macht den Unterschied

Minimale Gelenksbelastung

Das Handgelenk bleibt in einer ergonomisch günstigen Stellung. Der Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger ist enger als bei herkömmlichen Handgriffen, um eine Überlastung der Gelenke zu vermeiden.

Maximaler Komfort

Der Handgriff fühlt sich sofort „gut“ an. Er ist der natürlichen Form der Hand angepasst und hat großflächige anatomische Abstützflächen.

Wahlweise mit Adapter

Der beim SYNCRO-AKTIV Gehstockprogramm wahlweise einsetzbare Adapter verlagert die Auflagepunkte am Griff senkrecht über den Stock.

Maximale Gewichtsentlastung

Dadurch bieten SYNCRO-AKTIV Gehstöcke medizinische Vorteile bei vielen Indikationen z.B. Gelenksabnützungen und Gelenkentzündungen, nach Prothesenversorgungen usw.

Programmvierfalt

Das SYNCRO-AKTIV Gehstockprogramm umfasst Gehstöcke aus Aluminium höhenverstellbar und Teleskopgehstöcke.

Syncro Aktiv Gehstöcke mit Federknopf

- aus Aluminium
- höhenverstellbar mit Federknopf von 75 bis 95 cm
- Belastbarkeit mit/ohne Adapter bis 100 kg

Positionsnummer mit Adapter

AT	-
DE	10.50.01.2012

Positionsnummer ohne Adapter

AT	-
DE	10.50.01.2011

Syncro Aktiv Gehstöcke mit Federknopf

Farbe	mit Adapter	ohne Adapter
silber eloxiert, rechts	GS 1100A	GS 1100
silber eloxiert, links	GS 1101A	GS 1101
schwarz, rechts	GS 1110A	GS 1110
schwarz, links	GS 1111A	GS 1111
blau, rechts	GS 1140A	GS 1140
blau, links	GS 1141A	GS 1141
aubergine, rechts	GS 1150A	GS 1150
aubergine, links	GS 1151A	GS 1151

