

## FixxGlove

***L'attelle de nuit confortable pour traiter la  
maladie de Dupuytren***



### ***FixxGlove classic plus***

#### **Indication**

Maladie de Dupuytren: Pour prévenir une nouvelle contraction des doigts après un traitement (aponévrotomie à l'aiguille/opération). Pour stabiliser une phase de la maladie Fonction. Fixation confortable des doigts en extension la nuit. L'attelle permet une immobilisation des doigts sans agresser la peau.

#### **Description**

Gant en spantex lavable avec armature modelable en aluminium à enduit plastique (1,5 mm).

#### **Effets secondaires**

Des effets secondaires sur l'organisme sont jusqu'à présent inconnus. Une utilisation et pose adaptées sont présumées.

#### **Matière**

Spantex lavable. Armature aluminium modelable enduite de plastique. Hygiénique et anti-saleté. Bien supporté par la peau.

#### **Livable dans les tailles:**

**S** 18-20 cm, **M** 20-23 cm, **L** 23-25 cm, **XL** 25-27 cm

<i>Article No.:</i>		<i>gauche</i>	<i>droite</i>
	<b>S</b>	<b>372-4-14</b>	<b>372-4-24</b>
	<b>M</b>	<b>372-4-15</b>	<b>372-4-25</b>
	<b>L</b>	<b>372-4-16</b>	<b>372-4-26</b>
	<b>XL</b>	<b>372-4-17</b>	<b>372-4-27</b>

**Prix: CHF. 95.--/+TVA 8 %**