

cuïro sa

Distribution de produits pour ergo/physiothérapeute et l'orthopédie – Vertrieb von ergo-, physiotherapeutischen und orthopädischen Produkten
Av. Ruchonnet 2 bis – CH-1003 Lausanne – Tél. 021 312 15 15 – Fax 021 320 50 68 office@cuïro.ch – www.cuïro.ch

FixxGlove

L'attelle de nuit confortable pour traiter la maladie de Dupuytren



FixxGlove super plus

Indication

Maladie de Dupuytren: Pour prévenir une nouvelle contraction des doigts après un traitement (aponévrotomie à l'aiguille/opération). Pour stabiliser une phase de la maladie Fonction. Fixation confortable des doigts en extension la nuit. L'attelle permet une immobilisation des doigts sans agresser la peau.

Description

Gant en spantex lavable avec armature modelable en aluminium à enduit plastique (1,5 mm).

Effets secondaires

Des effets secondaires sur l'organisme sont jusqu'à présent inconnus. Une utilisation et pose adaptées sont présumées.

Matière

Spantex lavable. Armature aluminium modelable enduite de plastique. Hygiénique et anti-saleté. Bien supporté par la peau.

Livable dans les tailles:

XS jusque 18 cm, **S** 18-20 cm, **M** 20-23 cm, **L** 23-25 cm, **XL** 25-27 cm, **XXL** à partir de 27 cm

Article No.:		<i>gauche</i>	<i>droite</i>
	XS	374-4-13	374-4-23
	S	374-4-14	374-4-24
	M	374-4-15	374-4-25
	L	374-4-16	374-4-26
	XL	374-4-17	374-4-27
	XXL	374-4-18	374-4-28

Prix: CHF. 95.--/+TVA 8 %